

DGX 062

Lampe stylo



Lampe stylo ophtalmologique.

Caractéristiques spécifiques

Structure réalisée en plastique
Lampe à incandescence classique
Interrupteur à bouton
Fonctionnement avec 2 batteries type AAA non fournies

Données techniques

Longueur	127 mm
Poids sans batteries	11 g

Dispositif Med. de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

DGX 062 – DGX 062 LAMPE
STYLO

DG08062D

Classification CND	V9099
--------------------	-------

Numéro d'enregistrement	785990
-------------------------	--------



Rev.1 (09/09/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it