

DGX 091

Pen Light



Lucciola per ispezione del cavo orofaringeo e oculare.

Caratteristiche specifiche

Corpo in acciaio inox

Luce a incandescenza

Richiede 2 batterie AAA non incluse

Dati tecnici

Lunghezza 139 mm

Peso s/batterie 13 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 091 - PEN LIGHT

ACCIAIO INOX S/BATTERIE

DG08091D

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 797007



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it