

# DGX 911

## Glucometro con pungidito



Sistema per la determinazione quantitativa della glicemia in sangue intero venoso, arterioso, neonatale e capillare fresco, come ausilio per il monitoraggio dell'efficacia del controllo della glicemia.

### Caratteristiche specifiche

Il nuovo design lo rende facile da maneggiare grazie all'impugnatura in gomma anti-scivolo. Ampio display di facile lettura.

Non ha bisogno dell'inserimento del chip per la codifica in modo da ridurre il tempo di avvio all'utilizzo.

Fornito con data e ora preimpostate per facilitare le impostazioni iniziali.

Risultati pre e post prandiali evidenziabili con simboli. È possibile contrassegnare un risultato ottenuto, in modo tale da attribuire delle informazioni aggiuntive ai risultati glicemici (ad esempio segnalando se si tratta di glicemia pre o post-prandiale) e consentire una buona gestione del diabete.

Segnale di avviso in caso di ipoglicemia ed opzione promemoria, per ricordarsi di effettuare il test.

Identificazione sottodosaggio con avviso e possibilità di ridosare il campione.

Media delle glicemie degli ultimi 7, 14, 30, 90 giorni, pre e post prandiali

4 promemoria programmabili

Allarme ipoglicemia

Trasferimento dati tramite porta infrarossi

Accensione automatica all'inserimento della striscia reattiva

Spegnimento automatico dopo 2 minuti di non utilizzo del misuratore o dopo 5 secondi dalla rimozione della striscia reattiva.

### Ricambi di consumo

DG09112E	Lancette monouso sterili
DG09116E	Confezione 25 strisce reattive

### Conforme a

EN ISO 15197 Allegato A	
IEC 61000-4-2	
EN61326	

### Dati tecnici

Principio di misura	Elettrochimico
Range di misura	10-600 mg/dL
Tempo di misura	Circa 5 secondi
Volume del campione	0,6 µL
Temperatura operativa	+2°C - +30°C
Range di umidità	10-90%
Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a +70°C
Range di ematocrito	10-65%
Capacità di memoria	500 valori glicemici con data e ora
Alimentazione	1 batteria (tipo 3V lithium; CR2032) inclusa
Dimensioni	94x52x21 mm
Peso	ca 59 g (batteria inclusa)

### IVD secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 911 - GLUCOMETRO CON PUNGIDITO



### DG09115E

Classificazione CND	W0201060102
Identificativo registrazione	1177263

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)