

STRISCE REATTIVE

Per misuratore di glicemia



Striscia reattiva per l'autocontrollo della glicemia da utilizzare con lo strumento DGX911 - Accu-Chek.

Caratteristiche specifiche

Robusta e maneggevole, è dotata di un'ampia zona di aspirazione, che consente una semplice e sicura applicazione del campione di sangue con una minima quantità, sia con metodo classico che con metodo AST (prelievo di sangue da siti alternativi al polpastrello)

Dati tecnici

Q.tà di sangue richiesto per la misurazione	0,6 microlitri
Tempo necessario alla misurazione	5 secondi
Strisce contenute	25 pz

IVD secondo la Dir. 93/42/CEE

ACCU-CHEK AVIVA
conf.25pz.STRIS.REATTIVE (DG09115)



DG09116E	
Classificazione CND	W0101060101
Identificativo registrazione	1189648

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it