

DGX 210

Termometro elettronico



Apparecchio elettronico per la determinazione della temperatura corporea.

Caratteristiche specifiche

Semplice da usare
 Segnale acustico di fine lettura
 Memoria e avviso di febbre
 Spegnimento automatico dopo 8 minuti
 Custodia di protezione rigida

Dati tecnici

Gamma misurazione	32°C – 43°C
Precisione da 35°C a 39°C	± 0,10°C
Risoluzione display	< 0,1 °C
Batterie	AG3 Alcaline o LR41 ossido d'argento
Durata batterie	2 anni o 2500 utilizzi
Dimensioni	125x19x11 mm
Peso (batterie incluse)	9,8 g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

DG10210E



Classificazione CND

V03010102

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it