

# DGX 210

## Termômetro eletrônico



Aparelho eletrônico para a determinação da temperatura do corpo

### Características específicas

- Simple de usar
- Sinal de fim de leitura acústica
- Memória e alerta de febre
- Desligamento automático após 8 minutos
- Estojo protetor rígido

### Dados técnicos

Faixa de medição	32°C – 43°C
Precisão de 35°C a 39°C	± 0,10°C
Resolução display	< 0,1 °C
Baterias	AG3 Alcalinas o LR41 óxido de prata
Duração baterias	2 anos ou 2500 usos
Dimensões	125x19x11 mm
Peso (com baterias)	9,8 g

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

DG10210E



Classificação CND

V03010102

Distribuído por Spencer Itália s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)