

## DGX 212

### Otoscope



DGX 212 est un dispositif médical destiné à l'examen interne des oreilles équipé d'un système d'éclairage. L'otoscope possède un rhéostat permettant d'ajuster l'intensité de la lumière, une loupe amovible permettant ainsi d'amplifier au facteur 3X et un raccord de soufflerie pour test pneumatique du tympan.

#### Caractéristiques spécifiques

Résistant et léger  
Têtes interchangeables à fermeture à vis  
Loupe grossissante au facteur 3  
Manche et tête résistant au choc  
Fourni avec 3 spéculums auriculaires de différentes tailles autoclavables  
Livré dans un étui de rangement souple  
Produit sans Latex

#### Données techniques

Tête	A vis
Diamètre spéculums	Ø 2,5 – 3,5 – 4,5 mm
Batteries	2x C-Type (non incluses)

Dispositif Médical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

DGX 212 - OTOSCOPE

**DG10212**

CND Classification



Z12149006

Distributed by Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)