

EVX 50

Catetere Mount



Raccordo flessibile di collegamento del sistema respiratorio al connettore del tubo tracheale o tracheostomico o della maschera facciale.

Caratteristiche specifiche

Tubo trasparente, flessibile e leggero, con superficie interna liscia
 raccordo di Cobb con tappo per broncoaspirazione provvisto di foro per broncoscopia
 Latex e PHT Free
 Connettore 15M
 Non conduttivo
 Il dispositivo è sterile e monouso

Dati tecnici

Lunghezza tubo	10 cm
Spazio morto	22 ml
Compliance	< 2% del volume
Materiale	PVC
Resistenza al flusso ^(secondo EN 12342)	0,029 kpa - 15 l/min 0,078kpa - 30 l/min 0,327 kpa - 60 l/min

DM marcato CE in accordo dir. 93/42/CE

EVX 50 – CATETERE MOUNT
 DG10500K



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it