

DGX 190

Estetoscopio Sprague Rappaport



DGX190 Es un estetoscopio tipo Sprague Rappaport con dos campanas particularmente versátil. El equipo hace posible adaptar el dispositivo a pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y es también adecuado para particulares tipos de auscultaciones en relación con la configuración adoptada.

Características específicas

- Extremadamente ligero
- Estructura con doble tubo
- Clips metálicos para limitar la fricción de los tubos
- Con campana para adultos, pediátricos y neonatales
- 2 olivas de repuesto
- Diafragmas de repuesto grandes y pequeños

Datos técnicos

Diametro campana grande	45 mm
Diametro campana pequeñas	31 mm
Largo tubos	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DGX 190 - SPRAGUE
RAPPAPORT
CROMO/NARANJA (LXF)
DG21190C



Classificación CND	C9005
ID de registro	90160

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it