

**DGX 190****Stetoscopio Sprague Rappaport**

DGX190 è uno stetoscopio tipo Sprague Rappaport a due teste particolarmente versatile. La dotazione consente infatti di adattare il dispositivo a pazienti neonatali, adulti e pediatrici, oltre che a renderlo maggiormente idoneo a particolari tipologie di auscultazioni in relazione alla configurazione adottata.

**Caratteristiche specifiche**

Estremamente leggero  
 Struttura a due tubi  
 Clip metalliche per limitare lo sfregamento dei tubi  
 Dotato di campana adulto, pediatrica e neonatale  
 2 Olivette di ricambio  
 Diaframmi di ricambio grande e piccolo

**Dati tecnici**

Diametro testa grande	45 mm
Diametro testa piccola	31 mm
Lunghezza tubi	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 190 - SPRAGUE  
 RAPPAPORT  
 CROMATO/ARANCIO (LXF)  
**DG21190C**



<b>Classificazione CND</b>	C9005
<b>Identificativo registrazione</b>	90160

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)