

DGX 195

Fonendoscopio monouso



Fonendoscopio monouso destinato all'auscultazione toracica. La confezione contiene 10 pezzi.

Caratteristiche specifiche

Estremamente leggero

Ideale per ambienti a rischio contagio e per scopi educativi

Dati tecnici

Diametro testa	48 mm
Peso	42 g/pz

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 195 FONENDOSCOPIO
MONOUSO CONFEZIONE 10
PZ



DG21196B

Classificazione CND C9005

Identificativo registrazione 90204

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it