

DGX 198

Estetoscopio Sprague Rappaport



DGX198 Es un estetoscopio tipo Sprague Rappaport con dos campanas particularmente versátil. El equipo hace posible adaptar el dispositivo a pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y es también adecuado para particulares tipos de auscultaciones en relación con la configuración adoptada.

Características específicas

Extremadamente ligero
 Estructura con doble tubo
 Clips metálicos para limitar la fricción de los tubos
 Con campana para adultos, pediátricos y neonatales
 2 olivas de repuesto
 Diafragmas de repuesto grandes y pequeños

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|-----------|
| Diametro campana grande | 45 mm |
| Diametro campana pequeñas | 31 mm |
| Largo tubos | 56 cm |
| Peso | 235 ± 10g |

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DGX 198 - DGX 198 NEGRO-
 SPRAGUE RAPPAPORT TYPE
 CROMADO NEGRO
DG21198C



| | |
|--------------------|-------|
| Classificación CND | C9005 |
| ID de registro | 90164 |

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it