

DGX 198

Stéthoscope Sprague Rappaport



DGX198 est un stéthoscope type Sprague Rappaport double pavillon très versatile. Ce dispositif peut être aussi bien utilisé sur des patients de tout âge, enfant, nourrissons et adultes. Idéal également pour l'auscultation en différentes configurations.

Caractéristiques spécifiques

Extrêmement léger
 Structure à deux tubes
 Clip métalliques pour limiter le frottement des tubes
 Équipé d'un pavillon adulte, pédiatrique et nourrisson
 Oreillettes de remplacement (2 grande taille et 2 petite taille)
 Équipé d'un grand et d'un petit diaphragme
 Diaphragmes de remplacement inclus

Données techniques

Diamètre grand pavillon	45 mm
Diamètre petit pavillon	31 mm
Longueur tubes	56 cm
Poids	235 ± 10g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

DGX 198 - SPRAGUE
 RAPPAPORT (LXF)

DG21198C

Classification CND C9005

Identifiant d'enregistrement 90164



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it