

DGX 198**Stetoscopio Sprague Rappaport**

DGX198 è uno stetoscopio tipo Sprague Rappaport a due teste particolarmente versatile. La dotazione consente infatti di adattare il dispositivo a pazienti neonatali, adulti e pediatrici, oltre che a renderlo maggiormente idoneo a particolari tipologie di auscultazioni in relazione alla configurazione adottata.

Caratteristiche specifiche

Estremamente leggero
 Struttura a due tubi
 Clip metalliche per limitare lo sfregamento dei tubi
 Dotato di campana adulto, pediatrica e neonatale
 Olivette di ricambio (2 grandi e 2 piccole)
 Dotato di diaframma grande e piccolo
 Diaframmi grande e piccolo di ricambio inclusi

Dati tecnici

Diametro testa grande	45 mm
Diametro testa piccola	31 mm
Lunghezza tubi	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 198 - SPRAGUE
 RAPPAPORT
 CROM.NERO/NERO (LXF)
DG21198C



Classificazione CND	C9005
Identificativo registrazione	90164

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it