

DGX 199

Estetoscopio Sprague Rappaport



DGX199 Es un estetoscopio tipo Sprague Rappaport con dos campanas particularmente versátil. El equipo hace posible adaptar el dispositivo a pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y es también adecuado para particulares tipos de auscultaciones en relación con la configuración adoptada.

Características específicas

Extremadamente ligero
 Estructura con doble tubo
 Clips metálicos para limitar la fricción de los tubos
 Con campana para adultos, pediátricos y neonatales
 2 olivas de repuesto
 Diafragmas de repuesto grandes y pequeños

Datos técnicos

Diametro campana grande	45 mm
Diametro campana pequeñas	31 mm
Largo tubos	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DGX 199 - ESTETOSCOPIO
 RAPPAPORT NEGRO CON
 TUBO AMARILLO
 DG21199C



Classificación CND	C9005
ID de registro	90165

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it