

DGX 190**Estetoscopio Sprague Rappaport**

Estetoscopio tipo Sprague Rappaport con dos campanas particularmente versátil. El equipo hace posible adaptar el dispositivo a pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y es también adecuado para particulares tipos de auscultaciones en relación con la configuración adoptada.

Características específicas

Extremadamente ligero
 Estructura con doble tubo
 Clips metálicos para limitar la fricción de los tubos
 Con campana para adultos, pediátricos y neonatales
 2 olivas de repuesto
 Diafragmas de repuesto grandes y pequeños

Datos técnicos

Diametro campana grande	45 mm
Diametro campana pequeñas	31 mm
Largo tubos	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

D - DGX 190 - SPRAGUE
 RAPPAPORT
 CROMO/NARANJA (LXF)
 DG21190C



Classificación CND C9005

Distribuido por Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (29/06/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it