

DGX 190**Stetoscopio Sprague Rappaport**

Stetoscopio tipo Sprague Rappaport a due teste particolarmente versatile. La dotazione consente infatti di adattare il dispositivo a pazienti neonatali, adulti e pediatrici, oltre che a renderlo maggiormente idoneo a particolari tipologie di auscultazioni in relazione alla configurazione adottata.

Caratteristiche specifiche

Estremamente leggero
 Struttura a due tubi
 Clip metalliche per limitare lo sfregamento dei tubi
 Dotato di campana adulto, pediatrica e neonatale
 2 Olivette di ricambio
 Diaframmi di ricambio grande e piccolo

Dati tecnici

Diametro testa grande	45 mm
Diametro testa piccola	31 mm
Lunghezza tubi	56 cm
Peso	235 ± 10g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

D - DGX 190 - SPRAGUE
 RAPPAPORT
 CROM/ARANCIO (LXF)
 DG21200C



Classificazione CND C9005

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (29/06/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it