

# DGX 30

## Mandrin d'intubation



Sonde d'intubation permettant de simplifier les opérations. Ce dispositif est utilisé pour glisser le tube endotrachéal.

### Caractéristiques

Cœur en aluminium avec revêtement plastifié  
Partie distale arrondie pour éviter tout dommage aux tissus de la trachée  
Dispositif en emballage stérile à usage unique

### Données techniques

Dimensions emballage	65x495 ± 5 mm
Poids	14 ± 4 g
Longueur	34 ± 1 cm

D.M. de Classe IIa selon la Dir. 93/42/CEE

DGX 30 MANDRIN DEFORMABLE  
ADULTE  
DG50300A



Classification CND

L031199

Distributed by Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)