

DGX 31

Mandrin d'intubation



Sonde d'intubation permettant de simplifier les opérations. Ce dispositif est utilisé pour glisser le tube endotrachéal.

Caractéristiques

Cœur en aluminium avec revêtement plastifié
 Partie distale arrondie pour éviter tout dommage aux tissus de la trachée
 Dispositif en emballage stérile à usage unique

Données techniques

Dimensions emballage	65x495 ± 5 mm
Poids	9 ± 3 g
Longueur	34 ± 1 cm
Diamètre	ø3,3 mm (10Fr)

Class IIa Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

DGX 31 MANDRIN DEFORMABLE
 PEDIATRIQUE
 DG50301A



Classification CND

L031199

Distributed by Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/03/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it