

# MATRIX INTUBE

## Kit intubazione professionale



Borsa semirigida equipaggiata con i dispositivi più comunemente utilizzati per le procedure di intubazione durante le fasi di primo soccorso.

Contenuto	
DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO
DG03100A	L-HANDLE - MANICO LARINGO LUCE TRADIZIONALE AD.
DG04001A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.1
DG04002A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.2
DG04003A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.3
DG05001A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.1
DG05002A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.2
DG05003A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.3
DG50300C	DGX 30 - MANDRINO DEFORMABILE ADULTO
DG80550K	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.5
DG80560K	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.6
DG80570K	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.7
DG80580K	C-F - TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS.8
DG90550K	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.0 (5,0 mm)
DG90560K	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.2 (6,0 mm)
DG90570K	DGX 550 - CANNULA NASOF. DI WENDL MIS.4 (7,0 mm)
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA 200 mm.
GM03050K	GMX 05 - SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ml
GM03100K	GMX 10 - SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ml
GM03225K	S-PLASTER - ROCCHETTO CEROTTO SETA 2,5cm x 9,14m
RM10320A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm
RM10321A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm
RM10322A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm
RM10323A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10324A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 90 mm
RM10325A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 40 mm
RM30700A	MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE

### Caratteristiche specifiche

Involucro semirigido con chiusura a zip e maniglia di trasporto  
 Insetto rifrangente per aumentare la visibilità  
 Due divisori semirigidi per suddividere al meglio il contenuto  
 Fasce elastiche su supporti staccabili per il fissaggio degli accessori ancorate ai divisori per mezzo di inserti strap  
 Laringoscopia a luce tradizionale

### Dati tecnici

Dimensioni borsa	310x360x100±5mm
Peso borsa vuota	850 ± 10 g
Materiali	EVA
Supporti staccabili	8 di varie dimensioni

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

MATRIX INTUBE - KIT INTUBAZ. PROF.

C/LAME CONVENZ.

DG80008B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)