

RAKAIA INTUBE

Marsupio per gamba



Marsupio da gamba ideale per affrontare le condizioni più gravose di lavoro, in cui l'impiego di prodotti più ingombranti sarebbe difficoltoso. In questa versione è equipaggiato con i dispositivi più comunemente utilizzati nell'intubazione durante le procedure di primo soccorso.

Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente

Nastro superiore dotato di strap per l'ancoraggio del marsupio alla cintura

2 Cinghie di fissaggio alla gamba regolabili, con fibbia a sgancio rapido

Tasca frontale con chiusura a strap e fibbia a sgancio rapido dotata di 3 scomparti separati di cui uno con elastici per il fissaggio di accessori Adiacente alla tasca frontale, un vano con accesso da ambo i lati, chiusi per mezzo di due flap dotati di chiusura strap.

Ampia tasca con accesso dall'alto dotata di taschino aggiuntivo senza chiusura

Dotazione

DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO
DG03100A	L-HANDLE - MANICO LARINGO LUCE TRADIZIONALE AD.
DG04000A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.0
DG04001A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.1
DG04002A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.2
DG04003A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.3
DG04004A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.4
DG05000A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.0
DG05001A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.1
DG05002A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.2
DG05003A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.3
DG05004A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.4
DG80531K	C-F - TUBO ENDOTRACH. STERILE NON CUFFIATO MIS.3
DG80536K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. NON CUFF. MIS.3,5
DG80541K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. NON CUFF. MIS.4
DG80545K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. CUFF. MIS.4,5
DG80550K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. CUFF. MIS.5

DG80560K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. CUFF. MIS.6
DG80570K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. CUFF. MIS.7
DG80580K	C-F - TUBO ENDOTR. STER. CUFF. MIS.8
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA 200 mm.
GM03050K	GMX 05 - SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ml
GM03100K	GMX 10 - SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ml
GM03225K	S-PLASTER - ROCCH. CEROTTO SETA 2,5cm x 9,14m
RM10320A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm
RM10321A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm
RM10322A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm
RM10323A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10324A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 90 mm
RM10325A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 40 mm
RM30700A	MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE

Dati tecnici

Dimensioni	300x220 ±10mm
Peso ^(solo marsupio)	300 ±10 g
Cinghie coscia regolabili	Da 30 a 100 cm
Materiale	Nylon

DM marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

RAKAIA INTUBE - KIT INTUB.C/FIX GAMBA C/LAME CONV.

DG80009B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it