

IME

Kit d'intubation complet



Trousse d'intubation semi-rigide équipée avec laryngoscope à lumière conventionnelle, canules et d'autres accessoires utilisés durant les opérations d'intubation.

Caractéristiques spécifiques

Trousse semi-rigide avec fermeture éclair et poignée de transport
Bande retro-réfléchissante et marquage d'identification du kit
Deux compartiments séparés par une cloison rigide pour mieux ranger le contenu
Bandes élastiques sur supports amovibles

Données techniques

Dimensions	310x360x100±5mm
Poids	850 ± 10 g
Matériaux	EVA
Supports amovibles	8 avec dimensions différentes

Equipement

DG00603A	CISEAUX DE JESCO
DG03100A	MANCHE DE LARYNGOSCOPE
DG04000A	LAME MILLER TAILLE 0
DG05001A	LAME MCINTOSH TAILLE 1
DG05002A	LAME MCINTOSH TAILLE 2
DG05003A	LAME MCINTOSH TAILLE 3
DG50300C	DGX 30 MANDRIN ADULTE
FG00605A	MAGILL ADULTE - PINCE GUIDE TUBES
FG02295B	CISEAUX LIESTER 18 CM
FG03384B	KOCHER DROITE PINCE HEMOSTATIQUE 16cm
RM10300A	GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 50 mm
RM10301A	GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 60 mm
RM10302A	GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 70 mm
RM10303A	GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 80 mm
RM10304A	GUEDEL CANULE USAGE UNIQUE 90 mm
RM30300A	COLLIN - TIRE LANGUE EN ACIER INOX
RM30700A	MOUNDER - TOUPIE OUVRE BOUCHE

DM marqué CE selon la directive .93/42/CEE

TROUSSE D'INTUBATION COMPLETE IME

DG80012A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it