

IME

Kit intubazione completo



Borsa semirigida equipaggiata con laringoscopio a luce tradizionale, cannule alcuni accessori utilizzati durante le procedure di intubazione.

Caratteristiche specifiche

Involucro semirigido con chiusura a zip e maniglia di trasporto
 Insetto rifrangente per aumentare la visibilità
 Due divisori semirigidi per suddividere al meglio il contenuto
 Fasce elastiche su supporti staccabili per il fissaggio degli accessori ancorate ai divisori per mezzo di inserti strap

Dati tecnici

Dimensioni	310x360x100±5mm
Peso	850 ± 10 g
Materiali	EVA
Supporti staccabili	8 di varie dimensioni

Dotazione

DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO
DG03100A	MANICO LARINGO LUCE TRADIZIONALE ADULTO
DG04000A	S-BLADE - LAMA MILLER MIS.0
DG05001A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.1
DG05002A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.2
DG05003A	C-BLADE - LAMA MACINTOSH MIS.3
DG50300C	DGX 30 - MANDRINO DEFORMABILE ADULTO
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.
FG02295B	GMX 295 - FORBICI PER BENDAGGI LISTER 189 mm
FG03384B	GMX 384 - PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA 158 mm
RM10300A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 50 mm
RM10301A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 60 mm
RM10302A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 70 mm
RM10303A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10304A	GUEDEL - CANNULA MONOUSO 90 mm
RM30300A	COLLIN - TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX
RM30700A	MOUNDER - APRIBOCCA ELICOIDALE

MOD.I009 IME KIT INTUBAZIONE
 COMPLETO
DG80012A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it