

## C-F

### Kit tubos endotraqueales con balón



Dispositivo de intubación por vía oral y ventilación equipado con balón inflable. El kit incluye 10 medidas.

#### Características específicas

Conexión ISO 15mm

La construcción en material termosensible aumenta la flexibilidad cuando se somete a la temperatura corporal

Cuerpo con marcado radio-opaco relativo a la medida y a la profundidad de la inserción

El balón garantiza una perfecta adhesión a la pared traqueal, impidiendo la entrada de líquidos en los pulmones

Paquete estéril (validez de 5 años a partir de la producción)

El dispositivo es desechable y no re-esterilizable

Contiene ftalatos DEHP

#### Datos técnicos

Material	PVC
Método de esterilización	EO
Medidas incluidas (mm)	4,5/5/6/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9

DM de clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

C-F - KIT TUBOS ENDOTRAQUEALES  
ESTÉRILES 10 MEDIDAS

DG80591K



Clasificación CND

R01030201

Distribuido por Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)