

C-F

Set tubi endotracheali cuffiati



Dispositivo di intubazione per via orale e ventilazione dotato di cuffia gonfiabile. Il kit comprende 10 misure.

Caratteristiche specifiche

Connessione ISO 15mm

La costruzione in materiale termosensibile ne aumenta la flessibilità quando soggetto alla temperatura corporea

Corpo con marcatura radio opaca relativa alla misura e alla profondità di inserimento

La cuffia garantisce una perfetta adesione alla parete tracheale, impedendo l'ingresso di fluidi nei polmoni

Confezione singola sterile (validità 5 anni dalla produzione)

Il dispositivo è monouso e non ri-sterilizzabile

Contiene ftalati DEHP

Dati tecnici

Materiale	PVC
Metodo sterilizzazione	EO
Misure incluse (mm)	4,5/5/6/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

C-F - KIT TUBI ENDOTRACHEALI

STERILI 10 MISURE

DG80591K

Classificazione CND



R01030201

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it