

DGX 550

KIT cannule nasofaringee



Cannule nasofaringee monouso da inserirsi nelle cavità nasali per assicurare un miglior pervietà delle vie aeree.

Caratteristiche specifiche

Cannule sterili tipo wendl
Il kit viene fornito in box rigido

Dati tecnici

Materiale	PVC
Diametro interno di ciascuna misura	5-5,5-6-,6,5-7-7,5 mm

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

DGX 550 - KIT CANNULE NASOF. DI
WENDL 6 MISURE

DG90556K



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it