

Protex

Visiera integrale



Visiera protettiva monouso che garantisce ottima qualità della visione grazie ai materiali nobili e il mantenimento di un ampio campo visivo.

Caratteristiche specifiche

Estremamente leggera
 Fascia imbottita per assorbire il sudore ed impedire che la visiera cada
 Aperture sull'aletta superiore per limitare l'appannamento
 Kit composto da 10 visiere monouso

Dati tecnici

Materiale	PC
Dimensioni	180x145x190 mm
Peso	45 g

PROTEX - VISIERA INTEGRALE IN
 POLIC. CONF. 10 PZ.
DR30501A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it