

ENDURO

Barella Multilivello



Spencer ENDURO è una barella multilivello per il trasporto di pazienti, caratterizzata da un telaio X-Frame che conferisce una struttura estremamente robusta.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
Sistema di altezze regolabili che consente di posizionare la barella a 9 diverse altezze
4 ruote pivotanti migliorano la manovrabilità
Freno su tutte e quattro le ruote
Telaio in acciaio verniciato giallo
Sistema di sicurezza per la discesa

Accessori

EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST42100A	FP – FISSAGGIO POSTERIORE
ST42200A	FA – FISSAGGIO ANTERIORE
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
EN90019A	AMERICA 38 SISTEMA DI FISSAGGIO (RICHIEDE EN90000)
EN90000B	AMERICA 34 FISSAGGIO PER ENDURO
EN90001	Sistema di sicurezza per la discesa
IF01055B	TRACK 5 portaflebo telescopico per Enduro

Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

Dati tecnici

Lunghezza	1970 mm	
Lunghezza accorciata	1560/1660 mm	
Larghezza	570 mm	
	Lato testa	Lato piedi
Altezza 1	1060 mm	830 mm
Altezza 2	990 mm	820 mm
Altezza 3	910 mm	800 mm
Altezza 4	830 mm	770 mm
Altezza 5	750 mm	740 mm
Altezza 6	660 mm	690 mm
Altezza 7	570 mm	640 mm
Altezza 8	460 mm	550 mm
Altezza 9	340 mm	450 mm
	<i>Altezze riferite al piano paziente</i>	
Peso	40 kg	
Capacità di carico	250 kg	
Ruote	ø 200 mm	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ENDURO T P/NERO T/GIALLO MULTI
LEVEL STRETCHER
EN10054

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (06/03/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it