

ENDURO

Camilla telescópica



Spencer ENDURO es una camilla tipo tijera compacta y ligera con alturas variables, para el transporte de pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios.

Características específicas

Plano en polietileno de fácil limpieza
 Respaldo ajustable con pistón neumático
 Mas de 5 posiciones anti-shock Trendelenburg y fowler de forma neumática y mecánica
 Sistema alturas variables con 9 niveles posibles
 Cuatro ruedas giratorias de diámetro grande para aumentar la fluidez
 Frenos en todas las ruedas
 Asas de protección lateral retráctiles modelo *SAFE BAR*
 Chasis pintado amarillo
 Sistema de seguridad para descenso de camilla
 Sistemas de fijación que permitan sujetar la camilla tanto al piso de la ambulancia como de la parte lateral

Accesorios opcionales

EN90003C	END-T mesita para camillas certificada 10g
ST00491A	STX 90 cabecera telescópica para camillas
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Soporte fijacion tanker para Safe Bar
EN90019A	Anclaje America 38 FA Sistema de fijación con gancho lateral y tope frontal
EN90000B	AMERICA 34
IF01047C	Track 4-30 Porta-suero telescópico (Opcional con gancho en metal)
CB09012A	OXYPACK Sistema de porta balón de oxígeno con correas de seguridad
QM40200A	HIRVIN Lona para transfer con asas

Accesorios estándar

ST70000A	QMX 777 colchon anatomico pvc negro 6,5 cm de espesor mínimo impermeable
ST00497B	DNA STRAP Correa c/enrollador incorporado (2PZ)
ST00498B	DNA STRAP Correa para piernas, torax y hombros con clip metálico y enrollador incorporado

Detalles técnicos

Largo	1970 mm	
Longitud reducida	1560/1660 mm	
Ancho	570 mm	
	Lado cabeza	Lado pies
Altura 1	1060 mm	830 mm
Altura 2	990 mm	820 mm
Altura 3	910 mm	800 mm
Altura 4	830 mm	770 mm
Altura 5	750 mm	740 mm
Altura 6	660 mm	690 mm
Altura 7	570 mm	640 mm
Altura 8	460 mm	550 mm
Altura 9	340 mm	450 mm
	<i>Medidas relativas al plano paciente</i>	
Peso	40 kg	
Capacidad	250 kg	
Ruedas	ø 200 mm	
Largura barandillas	680 mm	
Altura barandillas	200 mm	

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

ENDURO TF AMERICA P/NEGRO
 M/AMARILLO C/QMX777
EN11056



Clasificación CND

V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it