

AMERICA 34

Sujetador para Enduro



Este sujetador, montado en el bastidor inferior de Enduro, permite fijar la camilla Enduro en la ambulancia equipada con sistema de anclaje América 35 (EN90010B).

Datos técnicos

Dimensiones	120x40x65±5 mm
Materiales	Aluminio / Acero
Peso	1 kg aprox

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

AMERICA 34 – SUJETADOR PARA
ENDURO



EN90000A

Clasificación CND

V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it