

END-T

Mesita para camillas



Pequeña mesa para instrumentos: se aplica al marco de las camillas Spencer Cross, Carrera y Enduro. La mesita se puede utilizar para apoyar monitores, desfibriladores, efectos personales y accesorios.

Características específicas

Ligero y compacto
 puede ser personalizado gracias al sistema MARK UP
 Fijación 10g simples y seguros gracias al sistema de acoplamiento rápido
 Inserta en strap permiten un posicionamiento estable de cualquier bolsillo o herramientas.
 Conlleva un par de cinturones con enrollador

Accesorios

CB09025C	Tanker porta-botellas amarillo
EN90012C	IV para mesa END-T
ST02106A	Mark up - sist.personaliz. permanente

Cumplimiento de normas

EN 1789

Detalles técnicos

Dimensiones plano de apoyo (útil)	375x590 mm
Espesor cerrado (sin accesorios)	90 mm
Distancia del plano de la camilla sin colchón a la parte inferior de la superficie de apoyo ¹	295 mm
Tamaño cerrado	400x620x90 mm
Longitud útil máxima del cinturón	820 mm
Capacidad en rel. a EN1789	15 kg
Capacidad sin relac. a EN 1789	25kg
Material estructura	Al
Material plano de apoyo	PE
Peso	4,6 kg

¹ Puede variar en función de la camilla en la que está instalado.

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

END-T MESITA PARA CAMILLAS
 CERTIFICADA 10G

EN90003C

Clasificación CND



V9099

ID de registro

416482

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it