

## END-T

### Tavolino porta strumenti per barelle



Tavolino porta strumenti da applicarsi al telaio delle barelle Spencer serie Cross, Carrera ed Enduro. Il tavolino può essere utilizzato per sostenere monitor, defibrillatori, effetti personali ed accessori.

#### Caratteristiche specifiche

- Leggero e compatto
- Personalizzabile grazie al sistema MARK UP
- Fissaggio 10g semplice e sicuro grazie al sistema di aggancio rapido
- Inserti in strap consentono un posizionamento stabile di eventuali sacche o strumenti.
- Cintura centrale con arrotolatore integrato

#### Accessori

CB09025C	Tanker portab. giallo per fissaggio sponda barella
EN90012C	Asta portaflebo per tavolino end-t
ST02106A	Mark up - sist.personalizz. permanente

#### Conforme a

EN 1789

#### Dati tecnici

Dimensione utile piano di appoggio	375x590 mm
Spessore chiuso (senza accessori)	90 mm
Distanza da piano barella senza materasso alla parte inferiore del piano di appoggio <sup>1</sup>	295 mm
Ingombro chiuso	400x620x90 mm
Lunghezza utile massima cintura	820 mm
Portata in rif.to a EN1789	15 kg
Portata senza rif.to a EN1789	25kg
Materiale struttura	Al
Materiale piano di appoggio	PE
Peso	4,6 kg

<sup>1</sup> Può variare le in funzione della barella su cui è installato.

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

END-T TAVOLINO PER BARELLE  
CERTIFICATO 10G  
EN90003C



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	416482

Rev.5 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)