


## AMERICA 38

### Anclaje delantero con sistema de seguridad



Sistema de fijación con sistema de seguridad para el descenso de las camillas. El dispositivo debe ser instalado de forma permanente en los vehículos sanitarios.

#### Características específicas

Ocupa poco espacio  
Sistema de enganche simple e intuitivo  
El sistema de seguridad evita un descenso descontrolado de la camilla de un vehículo sanitario

#### Detalles técnicos

Dimensiones anclaje delantero	430x455x75 mm
Dimensiones anclaje lateral <sup>(cerrado)</sup>	780x120x260
Materiales	Acero
Peso	4 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

ANCLAJE AMERICA 38 FA  
EN90019A



Clasificación CND

V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)