


AMERICA 38

Fissaggio anteriore con sistema di sicurezza



Sistema di fissaggio per barelle dotato di sistema di sicurezza per la discesa. Il dispositivo è da installarsi permanentemente all'interno dei veicoli sanitari.

Caratteristiche specifiche

Ingombri ridotti
 Sistema di aggancio semplice e intuitivo
 Il sistema di sicurezza impedisce una discesa non controllata della barella dal veicolo sanitario

Dati tecnici

Dimensioni fissaggio anteriore	430x455x75 mm
Dimensioni aggancio laterale ^(Chiuso)	780x120x260
Materiali	Acciaio
Peso	4 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FISSAGGIO AMERICA 38 FA
 EN90019A



Classificazione CND

V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it