

CIRCUIT DE PATIENT PEDIATRIQUE



Circuit patient pédiatrique à usage unique destiné à être utilisé avec des ventilateurs pulmonaires Spencer.

Caractéristiques Spécifiques

Raccord de tube 22F
 La face interne du tube est lisse pour éviter la stagnation, la face externe avec des spirales pour garantir une lumière interne constante
 Haute protection bactérienne et virale
 Filtre avec port de verrouillage Luer
 Soupape de surpression intégrée
 Sans Latex

Données Techniques

Matériaux	PVC, PC
Poids	200 ± 10g
Efficacité BEF et VEF	>99,99%
Soupape de surpression	40 cmH ₂ O
Longueur tuyau	1,2 m

Ass. Disp. Med. selon la dir. 93/42/CEE

CIRCUIT DE PATIENT PEDIATRIQUE
 EV00102A



Numéro de registration 62663

Rev.0 (13/12/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it