

## EVX 07

### Valvola non-rebreathing



Valvola non-rebreathing ideale per l'utilizzo palloni rianimatori.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm  
 Membrane in silicone  
 Autoclavabile

#### Dati tecnici

Dimensioni	87x50x85 mm
Valvola sovrappressione	40cmH <sub>2</sub> O
Materiali	PC, Silicone
Peso	45 g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

EVX 07 - VALVOLA SOVR.  
 N/REBR. AUTOCLAV.  
 PED/NEON  
 EV50007C



Classificazione CND	R0280
Identificativo registrazione	310100

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)