

EVX 11

Valvola non-rebreathing



Valvola non-rebreathing ideale per l'utilizzo palloni rianimatori.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Membrane in silicone
 Autoclavabile

Dati tecnici

Dimensioni	87x50x85 mm
Valvola sovrappressione	60cmH ₂ O
Materiali	PC, Silicone
Peso	45 g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

EXV 11 - VALVOLA SOVR.
 N/REBR. AUTOCLAV.
 ADULTO
 EV50011C



Classificazione CND	R0280
Identificativo registrazione	202025

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it