

Fissaggio a muro per sistemi Kompak



Fissaggio a muro per i sistemi di ventilazione della serie Kompak.

Caratteristiche specifiche

Finitura lucida
 Sistema di bloccaggio ad inserimento rapido
 Installazione semplice grazie alle forature che consentono un facile livellamento

Dati tecnici

Materiali	Acciaio Inox
Dimensioni	415x465x165 mm
Peso	4 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FISSAGGIO A MURO PER
 KOMPAK
EV50104E



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	972167

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it