

Fissaggio a muro 10G per sistemi Kompak



Fissaggio a muro 10g per sistemi di ventilazione della serie Kompak.

Caratteristiche specifiche

Finitura lucida
 Sistema di bloccaggio ad inserimento rapido
 Installazione semplice grazie alle forature che consentono un facile livellamento

Conforme a

UNI EN 1789

Dati tecnici

Materiali	Acciaio Inox
Dimensioni	415x465x165 mm
Peso	5,7 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FISSAGGIO A MURO 10g PER
 KOMPAK

EV50107E

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 1247645



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it