

EVX 26

Kit 10 Filtri rianimazione monouso



Filtro HME monouso da posizionarsi tra la sorgente del gas (pallone rianimatore/ventilatore polmonare) e la maschera applicata al paziente.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15M/22F,22M/15F
 Elevata protezione batterica e virale
 Dotato di porta Luer lock
 Monouso
 Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	ø60 mm
Materiale	PC
Peso (1PZ)	45 g
Efficienza BEF e VEF	>99,99%
Caduta di pressione a 32l/min	< 0,11 cmH ₂ O

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

KIT FILTRI RIANIMAZIONE
 MONOUSO LATEX FREE(10pz)
EV50111K



Classificazione CND

R0280

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it