

EVX 26

Kit 10 filtros de reanimação descartáveis



Filtro HME descartável para ser colocado entre a fonte de gás (resuscitador/ventilador pulmonar) e a máscara aplicada ao paciente.

Características específicas

Padrão de conexão ISO 15M/22F,22M/15F
Alta protecção bacterial e viral
Equipado com porta Luer lock
Descartável
Sem latex

Dados técnicos

Dimensões	ø60 mm
Material	PC
Peso (1 und)	45 g
Eficiência BEF e VEF	>99,99%
Queda de pressão a 32l/min	< 0,11 cmH ₂ O

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

Kit filtros de reanimação sem látex descartáveis (10 unds)

EV50111K

Classificação CND



R0280

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it