

NXT MAX

Mocowanie 10g

do respiratorów NXT



Mocowanie 10g z systemem szybkiego uwalniania do użytku z respiratorami Spencer NXT.

Cechy charakterystyczne

Zaprojektowany w kształcie, pozwalającym na łatwe i szybkie umieszczenie respiratora w mocowaniu.

Łatwy w użyciu i łatwo dostępny przycisk uwalniania.

Dzięki idealnemu dopasowaniu uchwytu i respiratora, wymiary niemal nie ulegają zmianie w porównaniu z samym respiratorem, jedynie wysokość zwiększa się o kilka centymetrów.

Zastosowanie uchwytu pozwala na łatwe zamocowanie sprzętu w ambulansie.

Pasuje do respiratorów: 118NXT, 170NXT, 190NXT

Zastosowane normy

EN 1789:2007 + A2:2014

Dane techniczne

Wymiary (Dł.xSzer.xWys.)	160x160x95 ± 5mm
Materiały	HDPE, Nylon, Stal
Waga	350 ± 10g

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

NXT MAX - 10G QUICK RELEASE

FASTENER

EV50120B



Rev.0 (09/02/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza(PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it