

## NXT MAX WALL

### fissaggio a parete 10g

### Per ventilatori polmonari NXT



Fissaggio a parete 10g utilizzabile con i ventilatori polmonari Spencer NXT

#### Caratteristiche specifiche

La sua forma è progettata per consentire un posizionamento semplice e rapido del ventilatore polmonare sul fissaggio

Grazie alla perfetta integrazione tra il sistema di fissaggio e il ventilatore polmonare, le dimensioni complessive restano pressoché invariate rispetto a quelle del solo ventilatore, incrementando solamente l'altezza di un paio di centimetri

Semplice da installare all'interno dell'ambulanza, viene fissato utilizzando il lato posteriore, soluzione ideale per l'ottimizzazione degli spazi

Compatibile con i ventilatori polmonari 118NXT, 170NXT, 190NXT

#### Dati tecnici

Dimensioni (PxLxH)	160x160x95 ± 5mm
Materiali	HDPE, Acciaio
Peso approssimativo	300 ± 10g

#### Standard di riferimento

EN 1789:2007 + A2:2014

DM di Classe I in accordo alla Dir. 93/42/CEE

NXT MAX WALL - FISSAGGIO 10G  
PARETE  
EV50122B



Rev.0 (12/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)