

## EVX 32

### Valvola Peep



Valvola PEEP utilizzata per aumentare il volume di gas residuo nei polmoni alla fine dell'espirazione.

#### Caratteristiche specifiche

Connettore universale  
 Rotante di 360° per un utilizzo più pratico  
 Monouso

#### Dati tecnici

Dimensions	145x65x45 mm
Regolazione	10cmH <sub>2</sub> O
Materiali	PC, Silicone
Peso	63 g

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

EVX 32 - VALVOLA PEEP  
 MONOUSO  
 EV60032C



Classificazione CND	R0280
Identificativo registrazione	354794

Rev.2 (07/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)