

## MAGILL

### Pinzas de Magill adulto



Pinzas de Magill útil durante la intubación del paciente adulto.

#### Características específicas

Esterilizable  
 Parte distal moleteada para proporcionar un mejor agarre

#### Detalles técnicos

Longitud total	245 mm
Longitud de la parte curva <sup>1</sup>	135 mm
Peso	77 g
Material	Acero inoxidable

<sup>1</sup> Desde el distal a la primera curva

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PINZAS MAGILL ADULTO  
 FG00605A



Clasificación CND	L031312
ID de registro	141543

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)