

## MAGILL

### Pinza guida tubi adulto



Pinza di Magill utile durante le fasi di intubazione del paziente adulto.

#### Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile  
Parte distale zigrinata per offrire maggior presa

#### Dati tecnici

Lunghezza totale	245 mm
Lunghezza parte ricurva <sup>1</sup>	135 mm
Peso	77 g
Materiale	Acciaio inox

<sup>1</sup> Dalla parte distale alla prima curvatura

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI  
ADULTO

**FG00605A**

Classificazione CND L031312

Identificativo registrazione 141543



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)