

MAGILL

Pinzas de Magill neonatal



Pinzas de Magill útil durante la intubación del paciente neonata.

Características específicas

Esterilizable
 Parte distal moleteada para proporcionar un mejor agarre

Detalles técnicos

| | |
|---|------------------|
| Longitud total | 140 mm |
| Longitud de la parte curva ¹ | 60 mm |
| Peso | 30 g |
| Material | Acero inoxidable |

¹ Desde el distal a la primera curva

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PINZAS MAGILL NEONATAL

FG00606A



Clasificación CND L031312

ID de registro 141548

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it