

MAGILL

Pince pour intubation endotrachéale



Pince de Magill permettant de simplifier les opérations d'intubation endotrachéale sur les patients nourrissons et peut-être ainsi utilisée lors d'une obstruction des voies aériennes, pour retirer le corps obstruant.

Caractéristiques

Autoclavable
Parties distales permettant un grip maximal.
Finition satinée

Données techniques

Longueur totale	140 mm
Longueur partie courbe ¹	60 mm
Poids	30 g
Matière	Inox

¹ Depuis l'extrémité jusqu'au premier plissage

D.M. de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

MAGILL PINCE NOURRISSON
FG00606A



Classification CND L031312

Identifiant
d'enregistrement 141548

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it