

## MAGILL

### Pince pour intubation endotrachéale



Pince de Magill permettant de simplifier les opérations d'intubation endotrachéale sur les patients pédiatriques et peut-être ainsi utilisée lors d'une obstruction des voies aériennes, pour retirer le corps obstruant.

#### Caractéristiques

Autoclavable  
Parties distales permettant un grip maximal.  
Finition satinée

#### Données techniques

Longueur totale	200 mm
Longueur partie courbe <sup>1</sup>	100 mm
Poids	46 g
Matière	Stainless steel

<sup>1</sup> Depuis l'extrémité jusqu'au premier plissage

D.M. de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

PINCE MAGIL PEDIATRIQUE

FG00607A



Classification CND L031312

Identifiant d'enregistrement 141547

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)