

FGX 320

Marteau à reflexe



Marteau à reflexe

Caractéristiques spécifiques

2 têtes de dimensions différentes
Équipé d'aiguille intégrée et pinceau

Données techniques

Longueur	180 mm
Dimensions de la tête	ø14 and 12 mm
Poids sans batteries	85 g

FGX 320 – MARTEAU A REFLEXE



FG02320B

Rev.1 (15/02/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it